

Gab & Co<sup>®</sup>  
- DISTRIBUTION -

**INDIBA<sup>®</sup>**  
DEEP BEAUTY FRANCE

Beauty

# L'art de la beauté



[www.gabandcodistribution.fr](http://www.gabandcodistribution.fr)

INDIBA® est leader mondial de la technologie en radiofréquence, présent dans les centres de beauté et de bien-être les plus prestigieux du monde, avec plus de 30 000 appareils vendus sur le marché. Depuis 1983, notre technologie est la référence en matière de soins par radiofréquence pour les professionnels de la beauté et du bien-être.

Chaque jour, le concept de la beauté devient plus holistique, les clients recherchent un lien entre l'apparence extérieure et le bien-être intérieur.

Des clients de plus en plus informés recherchent des traitements non invasifs, innovants, plus efficaces, plus rapides et plus fiables afin de répondre à des besoins spécifiques. INDIBA® offre la plus haute technologie disponible sur le marché, aidant notre clientèle à trouver des solutions selon leurs besoins, avec des résultats plus efficaces et plus naturels.

La technologie INDIBA® est la référence des professionnels de la beauté. Grâce aux effets prouvés de sa radiofréquence, INDIBA® propose une gamme complète de soins du visage, du corps, des cheveux tels que le rajeunissement du visage et du corps, le raffermissment de la peau, la réduction de la cellulite, le remodelage du corps, l'atténuation des vergetures, le renforcement et la redensification capillaire.

Plus de 40 ans  
d'expérience

Sublimez votre beauté

- Des soins agréables, sécurisés et personnalisés
- Résultats visibles dès la première séance
- Méthodologie unique
- Précision maximale
- Formation exclusive

INDIBA®  
Experience



Fréquence unique  
de 448 kHz



Plus de 40 ans  
d'expérience



+25k équipes dans  
le monde

# L'histoire d'INDIBA® : 40 ans d'innovation et de réussite

Depuis sa création en 1983, INDIBA® incarne l'excellence et l'innovation dans le domaine de la thérapie par radiofréquence. Fondée par José Calbet, un visionnaire passionné, l'entreprise a rapidement marqué son empreinte avec le lancement de son premier appareil, le fameux CRET (Transfert Électrique Capacitif Résistif).

Au fil des ans, INDIBA® n'a cessé de repousser les limites de la technologie. De 0,5 MHz à 448 kHz, chaque avancée a été le fruit de recherches approfondies et de tests rigoureux, propulsant INDIBA® au sommet de l'industrie. Aujourd'hui, nos appareils sont reconnus dans le monde entier pour leur efficacité inégalée dans une multitude de traitements esthétiques, des soins capillaires aux soins du corps et du visage.

L'héritage de M. Calbet, bien qu'il nous ait quittés en 2018, continue d'inspirer notre quête d'excellence. Avec plus de 12 brevets et plus de 30 modèles conçus, INDIBA® est devenue une référence internationale, récompensée à maintes reprises pour son innovation et sa qualité. Nos engagements envers nos clients et nos normes de qualité ISO 13485, CE 0051, CE 0476 et FDA témoignent de notre détermination à offrir le meilleur à chaque professionnel de la beauté.

L'histoire d'INDIBA® est une histoire de passion, d'engagement et de réussite. Et nous sommes fiers de continuer à écrire chaque jour un nouveau chapitre de cette aventure exceptionnelle.

## Notre évolution technologique

MD 510, 530, 570  
CAP-RES: TECAR

ER 25, 42, 45  
Système Proionic®

Électrodes Premium  
Technologie Cell Boost

Électrodes Premium  
Traitements spécialisés

Petite plaque de retour  
Traitements du visage  
et capillaire

Électrodes  
Sculpture

EDNA ONE  
EDNA PLUS

Électrodes  
Sculpture  
Visage & Corps

EDNA PRO MAX  
Technologie  
TURBOMAX



**Médaille d'or**  
"Exposition internationale  
d'invention"  
Genève



**Medaille d'or**  
"Prix européen de  
design industriel"  
Budapest



**Médaille de platine**  
"Exposition d'invention  
Eureka"  
Bruxelles



**Médaille d'or**  
"Prix d'esthétique  
et de médecine esthétique"  
Sofia



**Médaille d'or**  
"Exposition internationale  
d'Inventalia"  
Madrid



# EDNA ONE

## Le meilleur d'EDNA dans un format plus compact et plus accessible que jamais



### Compact et accessible

Design innovant et composé des meilleurs matériaux, offrant une version plus compacte et plus accessible du design EDNA, reconnu internationalement.



### Technologie Cell Boost

La technologie brevetée\* Cell Boost optimise les effets de la méthode INDIBA®, tout en intensifiant et en améliorant les résultats du traitement.

\*Brevet (N°: 2 658 762 / ES 2 658 762 B1)



### Logiciel intuitif

Très simple et intuitif, avec des électrodes adaptées à la zone de traitement.



### Soins du visage, du corps et des cheveux

Sa puissance de 100W vous permet d'intégrer les traitements classiques de radiofréquence INDIBA® dans votre centre, pour offrir à vos clients le meilleur des dispositifs EDNA.



### Protocoles d'application validés et personnalisables

Des directives d'application spécialisées intégrées au logiciel, pour des résultats éprouvés, cohérents et reproductibles.




### Polyvalent

Large gamme d'accessoires pour diverses zones du corps et traitements.

La technologie éprouvée d'INDIBA® renforce le bon fonctionnement et la revitalisation des cellules grâce à la radiofréquence. INDIBA® agit à une fréquence spécifique de 448 kHz, générant des effets thermiques et subthermiques amenant à des résultats dès la première séance.

Notre système Proionic® emploie la technologie capacitive-résistive (CAP-RES) pour biostimuler, vasculariser et hyperactiver le tissu, offrant ainsi une série d'avantages clés :



**BIOSTIMULATION SUBTHERMIE**  
Active le métabolisme cellulaire, renforce la circulation sanguine et stimule les fibroblastes.

**VASCULARISATION THERMIE**  
Dilate les vaisseaux sanguins, améliore le flux sanguin, oxygène les tissus et les cellules, stimule le métabolisme cellulaire et favorise le drainage.

**HYPERACTIVATION HYPERTHERMIE**  
Élimine les dépôts de graisse, détoxifie en stimulant le drainage des toxines, favorise le métabolisme cellulaire et stimule la production de collagène et d'élastine.





# Welcome Pack

- Crèmes Proionic® :
  - 6 Crèmes visage 100 ml (sensitive, anti-aging, cannabidiol, whitening, light, face cream)
  - 1 Body cream 1000 ml
- Dépliants 3 volets
- Vitrophanie
- Poster
- Référencement internet / Publicité réseaux sociaux
- Guéridon optionnel
- Formation



## Notre technologie

INDIBA® accroît la température des tissus et l'activité cellulaire.

INDIBA® améliore la synthèse du collagène et de l'élastine favorisant le flux sanguin. Les tissus sont stimulés et oxygénés de l'intérieur, grâce à notre système Proionic®.

La technologie  
**EDNA ONE**  
peut être utilisée pour :

- Rajeunissement du visage
- Rajeunissement du corps
- Raffermissment
- Traitements capillaires
- Soins SPA

### Contre-indications :

- Stimulateurs cardiaques ou autres implants électroniques
- Grossesse
- Thrombophlébite
- À usage externe uniquement

## Caractéristiques techniques

Écran	Tactile de 7" en couleur TCM (800 x 480 pixels)
Poids et dimensions	6 Kg / 350 x 410 x 160 mm
Fréquence de sortie	448 kHz
Puissance de sortie capacitive	350 VA
Puissance de sortie résistive	100 W
Technologie Cell Boost	inclus
Détection de contact	inclus
Électrodes (CAP)	30, 40, 55, 65 mm
Électrodes (RES)	35, 50, 65 mm
Poignées et plaque de retour	inclus
Malette de transport	en option
Pack Rapunzel	en option
Pack Premium	en option
Garantie	2 ans
Extension de garantie	en option

La clé  
d'INDIBA®  
Proionic®  
System



# EDNA PLUS

## Tous les traitements EDNA, avec un PLUS de Puissance



### Traitements plus puissants

Sa puissance de 150W vous permet d'offrir tous les traitements par radiofréquence EDNA dans votre centre, tout en bénéficiant d'une puissance supplémentaire. Vous pourrez effectuer des traitements plus rapides et obtenir d'excellents résultats.



### Technologie Cell Boost

La technologie brevetée\* Cell Boost optimise les effets de la méthode INDIBA®, en intensifiant et en améliorant les résultats du traitement. \*Brevet (N°: 2 658 762 / ES 2 658 762 B1).



### Protocoles d'application validés et personnalisables

Des directives d'application spécialisées intégrées au logiciel, pour des résultats éprouvés, cohérents et reproductibles.



### Logiciel intuitif

Très simple et intuitif, avec des électrodes adaptées à la zone de traitement.



### Polyvalent

Sélection polyvalente et étendue d'accessoires pour différentes parties du corps.




### Design avant-gardiste

Conception innovante reconnue internationalement réalisée à partir des meilleurs matériaux.

La technologie éprouvée d'INDIBA® renforce le bon fonctionnement et la revitalisation des cellules grâce à la radiofréquence.

INDIBA® agit à une fréquence spécifique de 448 kHz, générant des effets thermiques et subthermiques amenant à des résultats dès la première séance.

Notre système Proionic® emploie la technologie capacitive-résistive (CAP-RES) pour biostimuler, vasculariser et hyperactiver le tissu, offrant ainsi une série d'avantages clés :



#### BIOSTIMULATION SUBTHERMIE

Active le métabolisme cellulaire, renforce la circulation sanguine et stimule les fibroblastes.

#### VASCULARISATION THERMIE

Dilate les vaisseaux sanguins, améliore le flux sanguin, oxygène les tissus et les cellules, stimule le métabolisme cellulaire et favorise le drainage.

#### HYPERACTIVATION HYPERTHERMIE

Élimine les dépôts de graisse, détoxifie en stimulant le drainage des toxines, favorise le métabolisme cellulaire et stimule la production de collagène et d'élastine.



# Welcome Pack

- Crèmes Proionic® :
  - 6 Crèmes visage 100 ml (sensitive, anti-aging, cannabidiol, whitening, light, face cream)
  - 1 Body Cream 1000 ml
  - 1 Anti-cellulite 1000 ml
- Dépliants 3 volets
- Vitrophanie
- Poster
- Référencement Internet / Publicité réseaux sociaux
- Guéridon optionnel
- Formation



## La technologie EDNA PLUS peut être utilisée pour :

- Rajeunissement du visage
- Rajeunissement du corps
- Raffermissment
- Remodelage du corps
- Traitements capillaires
- Traitements SPA et bien-être
- Réduction de la cellulite

### Contre-indications

- Stimulateurs cardiaques ou autres implants électroniques
- Grossesse
- Thrombophlébite
- Pour usage externe uniquement

## Notre Technologie

INDIBA® accroît la température des tissus et l'activité cellulaire.

INDIBA® améliore la synthèse du collagène et de l'élastine favorisant le flux sanguin.

Les tissus sont stimulés et oxygénés de l'intérieur, grâce à notre système Proionic®.

## Caractéristiques techniques

Écran	Tactile de 7" en couleur TCM (800 x 480 pixels)
Poids et dimensions	12 Kg / 540 x 400 x 180 mm
Fréquence de sortie	448 kHz
Puissance de sortie capacitive	450 VA
Puissance de sortie résistive	150 W
Technologie Cell Boost	inclus
Détection de contact	inclus
Électrodes (CAP)	30, 40, 55, 65, 80 mm
Électrodes (RES)	35, 50, 65, 90 mm
Poignées et plaque de retour	inclus
Malette de transport	en option
Pack Rapunzel	en option
Pack Premium	en option
Pack Sculpture visage et/ou corps	en option
Garantie	2 ans
Extension de garantie	en option






# EDNA PRO MAX

## Né pour diriger

Avec une polyvalence, une sécurité et une précision maximales, EDNA PRO MAX va encore plus loin dans l'innovation, en intégrant de nouvelles caractéristiques pour faire de ce dispositif de beauté le plus puissant jamais créé.



TURBO MAX

### 250W de puissance immédiate (TECHNOLOGIE TURBO MAX)

L'ajout de la technologie TURBO MAX permet au dispositif d'atteindre immédiatement une puissance de 250W, élevant la température des tissus jusqu'à parvenir à l'hyperthermie requise.



### Deux connexions résistives

Confort maximal pendant les traitements. Il n'est pas nécessaire de remplacer la connexion lors de l'utilisation d'accessoires supplémentaires. Les traitements sont plus rapides et plus efficaces.



### Câbles plus longs avec un support de poignée vertical

Les nouveaux câbles de connexion de 3 m de long ont été conçus et testés sur des applications robotiques, avec une impédance spécifique permettant d'augmenter leurs longueurs. Ils sont particulièrement adaptés aux nouveaux composants électroniques dont la puissance atteint 250W en Résistif et jusqu'à 500VA en Capacitif, sans compromettre la sécurité et l'efficacité du traitement. De plus, leurs longueurs supplémentaires permettent d'effectuer des traitements plus confortables.



### Nouveau logiciel

Très simple et intuitif, avec des électrodes adaptées à la zone de traitement. Contrôle numérique de la puissance, permettant de visualiser toutes les fonctions clés d'un seul coup d'œil. Protocoles d'application validés et personnalisables. Des guides d'application approuvés par des experts sont inclus dans le logiciel assurant des résultats éprouvés, cohérents et reproductibles.



### Design avant-gardiste

Notre conception allie innovation et sophistication, intégrant les meilleurs matériaux disponibles pour surpasser même les standards du design EDNA, reconnu à l'échelle internationale pour son excellence primée:




### Technologie Cell Boost

La technologie brevetée\* Cell Boost optimise les effets de la méthode INDIBA®, en intensifiant et en améliorant les résultats du traitement.  
\*Brevet (N°: 2 658 762 / ES 2 658 762 B1).

La technologie éprouvée d'INDIBA® renforce le bon fonctionnement et la revitalisation des cellules grâce à la radiofréquence. INDIBA® agit à une fréquence spécifique de 448 kHz, générant des effets thermiques et subthermiques amenant à des résultats dès la première séance.

Notre système Proionic® emploie la technologie capacitive-résistive (CAP-RES) pour biostimuler, vasculariser et hyperactiver le tissu, offrant ainsi une série d'avantages clés :



#### BIOSTIMULATION SUBTHERMIE

Active le métabolisme cellulaire, renforce la circulation sanguine et stimule les fibroblastes.

#### VASCULARISATION THERMIE

Dilate les vaisseaux sanguins, améliore le flux sanguin, oxygène les tissus et les cellules, stimule le métabolisme cellulaire et favorise le drainage.

#### HYPERACTIVATION HYPERTHERMIE

Élimine les dépôts de graisse, détoxifie en stimulant le drainage des toxines, favorise le métabolisme cellulaire et stimule la production de collagène et d'élastine.



# Welcome Pack

- Crèmes Proionic® :
  - 6 Crèmes visage 100 ml (sensitive, anti-aging, cannabidiol, whitening, light, face cream)
  - 1 Body cream 1000 ml
  - 1 Anti-cellulite 1000 ml
- Dépliants 3 volets
- Vitrophanie
- Poster
- Référencement Internet / Publicité réseaux sociaux
- Guéridon optionnel
- Formation



## Notre technologie

INDIBA® accroît la température des tissus et l'activité cellulaire.

INDIBA® améliore la synthèse du collagène et de l'élastine favorisant le flux sanguin.

Les tissus sont stimulés et oxygénés de l'intérieur, grâce à notre système Proionic®.

## La technologie EDNA PRO MAX peut être utilisée pour :

- Rajeunissement du visage
- Rajeunissement du corps
- Raffermissment
- Remodelage du corps
- Traitements capillaires
- SPA et soins de bien-être

### Contre-indications

- Stimulateurs cardiaques ou autres implants électroniques
- Grossesse
- Thrombophlébite
- Pour un usage externe uniquement

## Caractéristiques techniques

Écran	Tactile de 7" en couleur TCM (800 x 480 pixels)
Poids et dimensions	12 Kg / 540 x 400 x 180 mm
Fréquence de sortie	448 kHz
Puissance de sortie capacitive	500 VA
Puissance de sortie résistive	250 W
Technologie Cell Boost	inclus
Détection de contact	inclus
Électrodes (CAP)	30, 40, 55, 65, 80 mm
Électrodes (RES)	35, 50, 65, 90 mm
Poignées et plaque de retour	inclus
Malette de transport	en option
Pack Rapunzel	en option
Pack Premium	en option
Pack Sculpture visage et/ou corps	en option
Technologie TURBO MAX	inclus
Garantie	3 ans
Extension de garantie	en option



# Résultats corps Avant / Après

## Remodelage de la ceinture abdominale

Réduction de la graisse localisée


**10 SÉANCES**



## Remodelage des fesses + vergetures

Remodelage des fesses et  
atténuation des vergetures

**10 SÉANCES**



## Raffermisssement des cuisses

Traitement de l'intérieur des  
cuisses

**12 SÉANCES**



## Traitement capillaire

Redensification capillaire

**4 SÉANCES**







# Résultats visages Avant / Après

## Anti-âge du visage

Raffermissement de l'ensemble du visage


**1 SÉANCE**



## Rejeunissement du visage

Effet lifting sur l'ensemble du visage



**1 SÉANCE**



## Rejeunissement du visage

Traitement anti-âge

**2 SÉANCES**



## Traitement du contour des yeux

Réduction des poches et des cernes

**2 SÉANCES**



# HAIRWAVE


Nos cheveux sont un élément capital de notre apparence physique. Quels que soient votre sexe et votre âge, avoir des cheveux forts et en bonne santé est primordial pour l'estime de soi. C'est la raison pour laquelle, chez INDIBA, nous avons créé HairWave, afin de vous aider à accroître et restaurer la santé et la beauté de vos cheveux.

HairWave est conçu pour lutter contre la chute des cheveux, renforcer et redensifier la masse capillaire et améliorer l'apparence globale des cheveux et du cuir chevelu.

Les appareils INDIBA® utilisent notre système Proionic® breveté favorisant la circulation sanguine et le bon fonctionnement des cellules, tout en revitalisant les tissus grâce à la radiofréquence de 448 kHz spécifique à INDIBA. Ils produisent des effets thermiques et subthermiques qui renforcent efficacement l'activité métabolique.

Des repousses sont contactées en quelques séances.

HairWave est équipée de la technologie Cell Boost. Elle améliore les résultats du traitement, offrant ainsi au patient une expérience personnalisée.



## Technologie de précision

Nos appareils utilisent une radiofréquence monopolaire capacitive à une fréquence précise de 448 kHz, offrant des traitements innovants et précis au niveau cellulaire.



## Protocoles scientifiques

Des protocoles approuvés par des experts sont disponibles pour différents traitements, garantissant des résultats homogènes.



## Assurance de sécurité

L'appareil INDIBA® HairWave est équipé d'une capacité de détection de contact, interrompant automatiquement le flux d'énergie en cas de perte de contact sur la peau afin de garantir la sécurité de l'utilisateur.



## Design élégant

Malgré sa robustesse, notre appareil HairWave est compact et facile à déplacer. Il est doté d'un écran tactile interactif conçu pour le confort de l'utilisateur.



## Interface conviviale

Notre logiciel est simple et intuitif. Il permet aux utilisateurs de naviguer facilement.



## Polyvalent

Les électrodes sont spécialement conçues pour s'adapter aux surfaces courbées de la tête. Le système anti-rotation des électrodes améliore l'efficacité et le confort du traitement.



# Welcome Pack

- 1 Hair lotion
- 1 Hair complex
- Dépliants 3 volets
- Vitrophanie
- Poster
- Référencement internet / Publicité réseaux sociaux
- Formation



## Notre technologie

INDIBA® HairWave est conçu pour les traitements capillaires. Il diffuse un courant de radiofréquence dans les tissus, avec ou sans effet thermique.

## La technologie HAIRWAVE peut être utilisée pour :

- Renforcement capillaire
- Stimulation de la croissance capillaire
- Évite la perte des cheveux
- Hydratation des cheveux indisciplinés et crépus
- Calvitie
- Pelade
- Gain en longueur (2 cm / mois)
- Procédure rapide
- Aucun temps de récupération

## Caractéristiques techniques

Écran	Tactile de 7" en couleur TCM (800 x 480 pixels)
Poids et dimensions	6 Kg / 407 x 414 x 165 mm
Fréquence de sortie	448 kHz
Puissance apparente de sortie max	250 VA
Transistors TFT	oui
Mode mains libres	oui
Technologie Cell Boost	inclus
Détection de contact	inclus
Pack des 5 électrodes capillaires	inclus
Plaque de retour adhésive	inclus
10 patches adhésifs	inclus
Support poignée	en option
Petite plaque de retour	en option
Garantie	2 ans
Extension de garantie	en option





# ONA

## ONA enfreint les règles

L'appareil INDIBA® ONA associe l'hydrodermabrasion (double peeling), l'électroporation, l'électrothérapie par LED et basse fréquence pour hisser votre peau à un nouveau niveau de santé et de pureté.

ONA représente le plaisir, les sensations, la pureté et la perfection. Optimisez et mettez en valeur votre peau avec ONA.

### Bénéfices clés

- Exfolie, nettoie et élimine les impuretés
- Hydrate en profondeur
- Éclaircit et unifie le teint de la peau
- Renforce le tonus musculaire, contribuant ainsi à améliorer les contours du visage
- Améliore l'aspect général de la peau

## Technologie

INDIBA®, innove avec différentes technologies donnant la clé pour satisfaire les besoins de nos clients.

### → Peeling Chimique

Élimine le sébum et les impuretés de la peau, tout en apportant des principes actifs anti-âge grâce à nos solutions ON.

### → Peeling Mécanique

Élimine et nettoie les impuretés par pression sous vide (15 kPa à 80 kPa).

### → Électrothérapie à Basse Fréquence

La basse fréquence modulée (1 kHz) contribue au mouvement du muscle de manière contrôlée afin de tonifier la structure du visage.

### → Électroporation + LED

Favorise la pénétration du sérum hydratant ONA par les pores temporaires des cellules formés à travers des impulsions à haute tension de courte durée.



①  
Hydrodermabrasion  
Tête Cleansing

(Pièce à main ONA)

► SOLUTIONS

②  
Électroporation + LED  
Tête Infuse

(Pièce à main ONA EP)

► ONA SÉRUM HYDRATANT

③  
Électrothérapie à basse  
fréquence + massage  
Tête Workout

(Pièce à main ONA Y)

► GEL ONA

1



2



3



# 1. Nettoyage profond

Hydrodermabrasion

## Peeling chimique + mécanique

Il permet d'éliminer les points noirs et les impuretés à l'aide d'une solution spéciale éjectée avec une puissance importante, puis aspirée avec notre embout radial, sans endommager la peau.



Nettoyage et exfoliation sous vide



Nettoyage profond



Pénétration efficace des solutions

## Solutions: ON1, ON2 et ON3



### ON1 AHA

Formule constituée d'un mélange d'alpha-hydroxyacides (AHA) d'origine naturelle et d'extraits apaisants et régénérants, spécialement conçue à exfolier, nettoyer et soigner la peau en profondeur.



### ON2 BHA

Formule conçue pour purifier et régénérer la peau grâce à l'acide salicylique (BHA), à l'extrait de saule et à d'autres principes actifs apaisants et régénérants, convenant parfaitement au traitement des pores obstrués et des imperfections cutanées. Idéale pour la zone T.



### ON3 Complexe anti-âge


Formule spécialement conçue pour restaurer la fonction barrière pour hydrater en profondeur et illuminer la peau grâce à un mélange d'acide hyaluronique, de peptides régénérants et d'extraits de plantes aux effets anti-âge.

## Conseils de traitement



Les solutions ON1, ON2 et ON3 sont réparties radialement dans les embouts de traitement à usage unique. Ces embouts sont disponibles en petites et grandes tailles, permettant de personnaliser le traitement en fonction du type de peau ou de la zone à traiter.

Ce mouvement radial permet de nettoyer les pores en profondeur sans endommager la peau.





# Infusion et traitement

Synergie technologique

## Électroporation + LED

Renforce et accélère la pénétration des principes actifs du sérum hydratant ONA jusqu'à 5 mm de profondeur.


Grâce aux canaux temporaires formés, la membrane cellulaire est destabilisée par des impulsions à haute tension.

Au cours de ce processus, la structure et la fonction biologiques des cellules ne sont ni endommagées ni modifiées.



### Luminothérapie efficace :

Les différentes longueurs d'onde des lumières LED entraînent une synergie avec l'électroporation améliorant les résultats.



## Sérum hydratant ONA

Sérum concentré à l'effet anti-âge puissant. Grâce à sa teneur en extraits végétaux hydratants et réparateurs, en acide hyaluronique de poids moléculaire moyen et en peptides, le sérum est capable de stimuler la production de collagène et de renforcer la fonction barrière de la peau.

Le sérum hydratant ONA a été spécialement formulé par INDIBA® avec des principes actifs de la plus haute qualité.

Ces ingrédients sont les suivants :

### → Acide hyaluronique de poids moléculaire moyen

Acide hyaluronique d'une taille spécifique capable de stimuler les cellules épithéliales endommagées et/ou vieillissantes, permettant ainsi d'obtenir une peau plus lisse, plus douce et plus uniforme.

### → Bétaïne

Aux propriétés apaisantes, la bêtaïne renforce la barrière cutanée en stimulant la solidité et la cohésion des cellules. Elle atténue les rougeurs et protège la peau à l'exposition des substances nocives.

### → Peptides anti-âge

Petits peptides endogènes dérivés de la protéolyse de la matrice extracellulaire. Ils sont capables de réguler, réparer et régénérer les peaux endommagées et/ou vieillissantes.



# 3. Workout

Effet Anti-âge Total

## Électrothérapie à basse fréquence + massage

Elle stimule les muscles du visage, en contractant et en relaxant les tissus de manière répétée.

Elle atténue également les tensions et améliore l'apport de nutriments en stimulant la circulation sanguine locale.



Courant basse fréquence (1 kHz)



Sphères compactes avec rotation à 360°



Amélioration de l'élasticité de la peau




Massage musculaire par stimulation profonde




Régénération de la peau, stimulation des muscles et élimination des impuretés



Amélioration de la circulation sanguine



MASSAGE



BASSE FRÉQUENCE (1 kHz)

## Gel protecteur pour l'électrothérapie ONA

Gel conducteur spécialement formulé pour maximiser les résultats de l'appareil ONA, de manière sûre et efficace.





## Caractéristiques techniques

Puissance d'entrée	220-240V, 50/60Hz
Fusible d'entrée	2 xT 10AL 250V
Consommation électrique	250 W
Poids	25 kg
Taille	448mm x 438mm x 391mm (H x L x P)
Écran	7" LCD
Tête Cleansing	Niveau 1~7, Max 630 mmHg
Tête Infuse	Niveau 0~10, Max 2.0 Vrms (@ 500 ohm)
Tête Workout	Niveau 0~10, Max 3.8 Vrms (@ 500 ohm)

# Ceuticals

Le pouvoir de la dermocosmétique  
dans votre centre de bien-être





# INDIBA : 40 ans d'histoire en médecine régénérative

INDIBA® est une entreprise de technologie médicale (MedTech) innovante, située à Barcelone. Nous sommes reconnus à l'échelle nationale et internationale grâce à nos dispositifs de radiofréquence de 448 kHz.

La radiofréquence a propulsé INDIBA® en tête du marché dans des secteurs variés telles que la médecine esthétique, la dermatologie, la chirurgie plastique, la rééducation et la physiothérapie.

Notre réussite découle d'une collaboration étroite avec des médecins et des spécialistes de renom. Sur une base scientifique de 300 études publiées, nous attestons l'efficacité de nos produits.

Sur la base de cette expérience et de ces succès cliniques, INDIBA® crée la **division Pharma**. Celle-ci utilise ses connaissances

avancées en médecine régénérative pour développer des cosmétiques et des nutricosmétiques de pointe destinés aux soins du visage et du corps.

La création de cette nouvelle division, a permis INDIBA® de proposer une gamme plus complète de produits et de traitements spécialement conçus pour une utilisation de produits à la maison.

Choisir INDIBA, c'est opter pour l'excellence, la qualité et l'innovation. Nos dispositifs de pointe ont fait leurs preuves, offrant des résultats exceptionnels dans le domaine médical et esthétique.

Rejoignez-nous dans cette quête constante d'amélioration et de bien-être, où la science et la technologie se conjuguent pour transformer la pratique médicale et esthétique.

---

## Une régénération de pointe

La médecine régénérative est un domaine en constante évolution axé sur la réparation et la régénération des tissus et organes endommagés ou vieillissants.

L'expertise d'INDIBA dans ce domaine s'étend à l'étude approfondie des molécules et de la transmission cellulaire jouant un rôle crucial dans les mécanismes d'action sous-jacents à ces processus régénératifs.

Nous sommes pionniers dans l'exploration thérapeutique de ces molécules. En effet, nous aidons à régénérer l'activité des cellules afin de restaurer la structure et la fonction des tissus endommagés.

## Un traitement clinique professionnel, à domicile

Notre connaissance approfondie en biologie nous permet de comprendre les processus physiologiques et les besoins spécifiques de la peau et du corps humain.

Cette expertise est cruciale pour la formulation de produits cosmétiques hautement fiables et efficaces. Ces produits sont prévus pour l'utilisation à domicile.

Chez INDIBA, nous sélectionnons soigneusement les ingrédients actifs et nous les combinons de manière synergique afin d'optimiser et de maximiser leur efficacité.

La performance de tous nos produits est continuellement évaluée par notre équipe de médecins et de scientifiques, qui conduisent des études et des tests cliniques rigoureux, cela nous permet de garantir des solutions fiables, fondées sur des preuves.

# Produit Visage

## Silky Foamy Cleanser (mousse nettoyante)

### PROTÉINES HYDROLYSÉES EXTRAITES DE GRAINES DE SOJA

Stimulent les fonctions cellulaires vitales, grâce à leur action de type facteur de croissance.

### THÉ VERT RICHE EN POLYPHÉNOLÉS

Pouvoir antioxydant, protège, nettoie, tonifie et améliore l'aspect cutané.

### BÉTAÏNE

Ses propriétés hydratantes et apaisantes maintiennent et équilibrent le pH et l'hydratation de la peau pour une apparence plus saine.

### PHYTATE DE SODIUM

Actif chélateur qui élimine les impuretés de la peau, aide à protéger la peau du stress oxydatif.



**Silky Foamy Cleanser** est un nettoyant pour le visage se présentant sous forme de mousse à la texture douce, légère et soyeuse, procurant une sensation d'application agréable.

Un produit 3 en 1 qui accomplit les tâches de nettoyage, d'hydratation et de tonification.

Spécifiquement formulé pour assurer un nettoyage en profondeur.

## Conseils d'utilisation

Appliquez une petite quantité de la mousse nettoyante sur la peau sèche ou humide, massez délicatement en effectuant des mouvements circulaires ascendants.

Rincez à l'eau tiède et séchez la peau en tapotant doucement.

Il est recommandé d'intégrer ce nettoyant à votre routine quotidienne de soins, en l'utilisant matin et soir.

## Bénéfices

- Nettoie la peau en profondeur
- Hydrate et apaise
- Réduit la taille des pores
- Régule l'excès de sébum et les imperfections
- Tonifie la peau
- Améliore la perméabilité cutanée, facilitant l'application d'autres produits

# Produit visage

## Radiance & Lift Serum (sérum éclat et liftant)

### POLYSACCHARIDES D'AVOINE EXTRAITS ET PURIFIÉS

Effet liftant et grande capacité  
d'absorption

### RACINE PURIFIÉE DE CURCULIGO ORCHIOIDES, RICHE EN CURCULIGOSIDES.

Régule le PH et stabilise  
la réactivité de la peau

### MATRIQUINS

Apporte une réparation et une  
revitalisation cutanée

### LÉCITHINE

Maintient le film  
hydrolipidique



**Radiance & Lift Serum** est conçu pour obtenir un puissant effet liftant.

Il comble les rides et améliore l'élasticité cutanée grâce à l'acide hyaluronique et aux protéines hydrolysées.

Grâce à sa contribution en actifs de faible poids moléculaire, tels que les fractions purifiées et le complexe matriquin, il exerce un effet revitalisant sur les cellules de l'épiderme qui améliore, répare et régénère l'aspect de la peau, la laissant totalement radieuse.

## Conseils d'utilisation

Appliquer une petite quantité sur la peau du visage et du cou, masser délicatement jusqu'à absorption complète.

Appliquer matin et soir, dans le cadre de votre routine quotidienne de soins du visage.

## Bénéfices

- Illumine la peau
- Effet lifting
- Améliore la fermeté
- Comble les rides
- Améliore l'élasticité de la peau

# Produit Visage

## Lipofilling Cream (crème repulpante)

**EXTRAIT DE RUBUS FRUTICOSUS (MÛRE)**  
Effet repulpant et antioxydant

**LIPO-RETINOL**  
Régénère la peau, améliorant l'hydratation et la fonction barrière cutanée



**NIACINAMIDE**  
Renforce la barrière cutanée, améliorant l'hydratation et l'apparence

**BEURRE DE KARITÉ**  
Hydrate, nourrit, revitalise et protège la peau contre les agressions

**Lipofilling Cream** a été formulée pour obtenir un effet naturel.

Elle offre une solution avancée et efficace pour améliorer la fermeté et réduire l'apparence des rides. Elle procure un aspect rajeuni et un contour du visage redéfini.

## Bénéfices

- Raffermit le contour du visage
- Améliore la fermeté
- Hydrate et nourrit
- Réduction significative des rides

## Conseils d'utilisation

Appliquer sur le visage et le cou préalablement nettoyés.

Masser délicatement de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'à absorption complète. Appliquer matin et soir dans le cadre de votre routine quotidienne de soins du visage.



# Produit Corps

## Silhouette Firming (crème raffermissante)

### CAFÉINE

Protège contre le stress oxydatif, et stimule la micro-circulation, pour une silhouette tonique

### CARNITINE

Favorise la dégradation des cellules graisseuses



### THÉ VERT RICHE EN POLYPHÉNOLES

Tonifie et contribue à l'amélioration de l'aspect et de l'hydratation de la peau

### ACIDE CHLOROGÉNIQUE EXTRAIT DE LA FLEUR DE BLEUET

L'acide chlorogénique de la fleur de bleuet élimine les graisses et augmente l'énergie

**Silhouette Firming** est une crème spécialement formulée pour améliorer la texture et l'aspect de la peau, des cuisses, des hanches, des jambes, de l'abdomen, des bras et d'autres zones où la graisse s'accumule.

## Bénéfices

- Améliore la texture de la peau
- Raffermit
- Resserre la fibre d'élastine
- Hydrate en profondeur

## Conseils d'utilisation

Appliquer sur les zones concernées et masser vigoureusement jusqu'à absorption complète.

Il est conseillé d'utiliser la crème régulièrement et de la compléter par une alimentation équilibrée et une activité physique.

# Produit Corps

## Anti-Stretch Mark (crème anti-vergetures)

### HUILE DE RIZ

Hydrate et préserve l'hydratation de la peau la laissant douce et souple

### POLYPEPTIDES D'ARGININE ET LYSINE

Des polypeptides obtenus par synthèse biotechnologique qui réparent efficacement les vergetures

### BEURRE DE KARITÉ

Il favorise une hydratation profonde et améliore l'élasticité cutanée

**Anti-Stretch Mark** est une crème spécialement conçue pour prévenir et traiter l'apparence des vergetures.

Elle se distingue par sa capacité à renforcer la structure des tissus, améliorant ainsi l'élasticité et la texture de la peau.

## Bénéfices

- Prévient et atténue l'apparence des vergetures cutanées
- Renforce la structure du derme
- Améliore l'élasticité de la peau

## Conseils d'utilisation

Appliquer sur les zones à traiter accompagné d'un massage énergique jusqu'à absorption complète.

Nous recommandons une utilisation régulière de cette crème, principalement lors d'une période de changement de poids pendant laquelle la peau peut être sujette à la formation de vergetures, tels que la grossesse, les exercices intensifs et les modifications alimentaires.

La durée du traitement peut varier en fonction des besoins individuels et de la tendance à la formation de vergetures. Il est conseillé de continuer à l'utiliser après l'accouchement pour maintenir l'élasticité et la fermeté de la peau.

# Soin Corps

## Ice Recovery Gel (gel)

### MARRON D'INDE RICHE EN ESCULOSIDES

Les glucosides de la graine réduisent l'inflammation et stimulent la circulation

### CALENDULE RICHE EN NARCISINE

Agit comme décongestionnant, purifiant, émollient et tonifiant

### CAMOMILLE RICHE EN APIGÈNE

Possède des propriétés antioxydantes, décongestionnantes

### BIOSACCHARIDE-1

Ingrédient aux propriétés apaisantes et régénérantes



**Ice Recovery** est un gel conçu pour procurer un effet apaisant à la peau, régénérant et décongestionnant la zone d'application. Il est également un anti-douleur puissant.

## Bénéfices

- Améliore la régénération des tissus
- Favorise la décongestion de la zone d'application
- Procure une sensation de fraîcheur apaisante pour la peau

## Conseils d'utilisation

Appliquer chaque jour sur la zone souhaitée et masser délicatement jusqu'à absorption complète, aussi souvent que nécessaire.

**Ne pas appliquer sur le visage ni sur les muqueuses.**



# Gab & Co<sup>H</sup>

- DISTRIBUTION -



Retrouvez-nous sur :  
[www.gabandcodistribution.fr](http://www.gabandcodistribution.fr)

POUR PLUS D'INFORMATIONS  
Showroom - 15 Rue Laugier, Paris 75017  
01 76 53 86 16 - 07 63 10 49 88 - [contact@gabandcodistribution.fr](mailto:contact@gabandcodistribution.fr)

**INDIBA<sup>®</sup>**  
DEEP BEAUTY FRANCE

