

EDNA ONE

Le meilleur d'EDNA dans un format plus compact et plus accessible que jamais



EDNA ONE

Le meilleur d'EDNA, dans un format plus compact et plus accessible que jamais



Compact et accessible

Design innovant et composé des meilleurs matériaux, offrant une version plus compacte et plus accessible du design EDNA, reconnu internationalement.



Technologie Cell Boost

La technologie brevetée* Cell Boost optimise les effets de la méthode INDIBA®, tout en intensifiant et en améliorant les résultats du traitement.
*Brevet (N° 2 658 762 / ES 2 658 762 B1)



Logiciel intuitif

Très simple et intuitif, avec des électrodes adaptées à la zone de traitements.



Soins du visage, du corps et des cheveux

Sa puissance de 100W vous permet d'intégrer les traitements classiques de radiofréquence INDIBA® dans votre centre, pour offrir à vos clients le meilleur des dispositifs EDNA.



Protocoles d'application validés et personnalisable

Des directives d'application spécialisées intégrées au logiciel, pour des résultats éprouvés, cohérents et reproductibles.




Polyvalent

Large gamme d'accessoires pour diverses zones du corps et traitements.

La technologie éprouvée d'INDIBA® renforce le bon fonctionnement et la revitalisation des cellules grâce à la radiofréquence.

INDIBA® agit à une fréquence spécifique de 448 kHz, générant des effets thermiques et subthermiques amenant à des résultats dès la première séance.

Notre système Proionico emploie la technologie capacitive-résistive (CAP-RES) pour biostimuler, vasculariser et hyperactiver le tissu, offrant ainsi une série d'avantages clés :



BIOSTIMULATION SUBTHERMIE

Active le métabolisme cellulaire, renforce la circulation sanguine et stimule les fibroblastes.

VASCULARISATION THERMIE

Dilate les vaisseaux sanguins, améliore le flux sanguin, oxygène les tissus et les cellules, stimule le métabolisme cellulaire et favorise le drainage.

HYPERACTIVATION HYPERTHERMIE

Élimine les dépôts de graisse, détoxifie en stimulant le drainage des toxines, favorise le métabolisme cellulaire et stimule la production de collagène et d'élastine.



Welcome Pack

- 1 Body cream 1 000 ml
- 1 Face cream 1 000 ml
- Formation (Paris)
- Référencement internet + publicité, réseaux sociaux
- Dépliants 3 volets
- PLV
- Guéridon optionnel

Gamme pharma :

- 3 Silky Foamy
- 3 Serum radiance lift
- 3 Lipofilling Cream
- 3 Silhouette Firming
- 3 Anti Stretch Mark
- 3 Ice Recovery Gel



Notre Technologie

INDIBA® accroît la température des tissus et l'activité cellulaire.

INDIBA® améliore la synthèse du collagène et de l'élastine favorisant le flux sanguin. Les tissus sont stimulés et oxygénés de l'intérieur, grâce à notre système Proionic®.

La technologie **EDNA ONE** peut être utilisée pour :

- Rajeunissement du visage
- Rajeunissement du corps
- Raffermissment
- Traitements capillaires
- Soins SPA

Caractéristiques techniques

Écran	Tactile de 7" en couleur TCM (800 x 480 pixels)
Poids et dimensions	6 Kg / 350 x 410 x 160 mm
Fréquence de sortie	448 kHz
Puissance de sortie capacitive	350 VA
Puissance de sortie résistive	100 W
Technologie Cell Boost	inclus
Détection de contact	inclus
Électrodes (CAP)	30, 40, 55, 65 mm
Électrodes (RES)	35, 50, 65 mm
Poignées et plaque de retour	inclus
Malette de transport	en option
Pack Rapunzel	en option
Pack Premium	en option
Garantie	2 ans
Extension de garantie	en option

Contre-indications

- Stimulateurs cardiaques
- Implants électroniques
- Grossesse
- Trombophlébite
- À usage externe uniquement

**La clé
d'INDIBA**
Proionic®
System



Gab & Co^H
- DISTRIBUTION -

INDIBA[®]
DEEP BEAUTY FRANCE

Showroom
15 Rue Laugier, 75017, Paris

Tel. +33 1 76 53 86 16
contact@gabandcodistribution.fr

www.gabandcodistribution.fr

